



لا تأكل أو تشرب أو تدخن أو تمضغ العلكة أو تُفْرِش أسنانك أو تستخدم
غسول الفم لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل تقديم العينة.



1. افتح الأنبوب المقدم.
2. حرك لسانك داخل فمك بالكامل، مما يسمح لللعاب ان يتجمع في فمك
3. ضع فمك على الطرف المفتوح من الأنبوب وابتصق اللعاب المجمع في الأنبوب.
4. كرر تحريك لسانك بهذه الطريقة ، حتى يبلغ الحد الأدنى من اللعاب 2 مل في الأنبوب ، تقريباً في منتصف المسافة إلى خط 5 مل الملحوظ على الأنبوب.



ينبغي أن يملأ لعابك الى هنا على الأقل



ضع الغطاء بشكل صحيح على الأنبوب ولفه حتى يُغلق بإحكام.
ضع أنبوب التجميع الذي يحتوي على عينتك في كيس
العينة البلاستيكي. يرجى التأكد من أن الكيس محكم الغلق
تماماً.